

製品ごとのカタログをご用意しております。



Tokyo ken 東京医研株式会社
URL <https://www.tokyoiken.co.jp>



本 社 〒206-0802 東京都稲城市東長沼1131-1
TEL 042-378-6630

■営業部 TEL 042-318-8324 ■名古屋支店 TEL 052-726-8971
■仙台支店 TEL 022-773-3060 ■大阪支店 TEL 06-7223-8971
■埼玉支店 TEL 048-615-0800 ■中四国支店 TEL 082-530-5001
■東京支店 TEL 042-318-8334 ■福岡支店 TEL 092-642-7288

お問い合わせ先

2025.01



PRODUCT CATALOG

製品総合カタログ
2025 January



光線治療器をはじめ、超音波・干渉波複合治療などの電気治療器、インターベシヨナル治療用具、ストレス検査測定器を幅広くラインナップ。
医療現場におけるさまざまなニーズに高いレベルでお応えします。
動物用超音波手術装置、動物用光線治療器、動物用サプリメントeFace-V、家庭用光線治療器をご用意しております。

赤外線治療器スーパーライザーシリーズ

スーパーライザーEX

進化を遂げ究極形態へ、LEDスーパーライザー。

- 光源に高精度LEDを採用。
- 新波長帯(600nm～1,000nm)を新たに採用。
- 新開発LED光源内臓軽量プローブ。
- 完全独立2チャンネル、最大4本のプローブで照射が可能。

スーパーライザーEX 医療機器認証番号：303AGBZX00082000 クラス分類 II 管理医療機器
EXブルー 医療機器認証番号：30600BZX00184000 クラス分類 II 管理医療機器



スーパーライザーPX

パルスが可能にした高出力、より安全に光線療法がおこなえます。

- パルス照射で高出力を実現、連続照射に比べ安全性も向上。
- シングルと同時に2カ所照射できるダブルの2タイプ。
- 目的に応じて選択できる多彩な先端ユニットをご用意。

医療機器認証番号：221AGBZX00064000 クラス分類 II 管理医療機器



スーパーライザーmini PRO

ハイレベルな光線治療をより手軽に、コンパクト光線治療器。

- 最高出力2,500mW。
- 光源をプローブに内蔵した小型軽量光線治療器。
- 治療に合わせて選択できる3種類の先端ユニットをご用意。

医療機器認証番号：231AGBZX00014000
クラス分類 II 管理医療機器

—SUPER LIZER—
mini PRO

家庭用光線治療器スーパーライザーmini

家庭での治療に特化した、待望の小型スーパーライザー。

- 最高出力1,800mW、光源をプローブに内蔵。
- スーパーライザーシリーズの機能をそのまま集約。
- ガイダンスプッシュスイッチを採用し簡単操作。

医療機器認証番号：229AGBZX00108000
クラス分類 II 管理医療機器

—SUPER LIZER—
mini

電気治療器・超音波治療器

マイクロカレント治療器アクトーンレボ

- 微弱電流と低出力パルス超音波によるコンビネーション治療。
- 4種類の自動治療プログラムモード 搭載。
- 3部位同時治療。


医療機器認証番号：225AGBZX00016000 クラス分類 II 管理医療機器



ダイナトロン ソラリス709プラス

- 1台で赤外線治療・超音波治療・6種類の電気刺激治療。
- 治療に合わせて使い分けのできる3種類の超音波ヘッドをご用意。
- 光の3波長を照射するライトプローブとライトパッドをご用意。

医療機器認証番号：22700BZX00062000 クラス分類 II 管理医療機器



イオン導入装置

イオントフォレーシスIP-CT

- 人体に負担をかけずにイオントフォレーシス手法で医薬品を導入。
- 電気泳動により、皮膚表面からの局所麻酔剤の浸透を促進。
- オプションで緊急停止用スイッチをご用意。

医療機器承認番号：22800BZX00255000 クラス分類 II 管理医療機器



検査測定器

- 指先から発生する微細な生体信号から「心拍間変異度HRV」と「加速度脈波APG」を測定し、ストレスの度合いや末梢血液循環状態（血管年齢など）を同時に判定します。
- 検査環境に合わせ、詳細な検査結果レポートが出力されるSA-3000Plusと、院内待合室などで患者さんが簡易的に測定できるボディチェッカーNEOの2機種をご用意しています。

APGハートレーサーSA-3000PLUS 医療機器届出番号 13B1X10074000013 クラス分類 I 一般医療機器
ボディチェッカーNEO 医療機器届出番号 13B1X10074000014 クラス分類 I 一般医療機器

APGハートレーサー
SA-3000plus



BodyChecker
neo



動物用製品

動物用超音波手術装置ソノキュアII

先端技術を融合し、難しい手術をより安全に、低侵襲で。

- 軟部組織の破碎・乳化・吸引、骨の切削などの手術を低侵襲におこないます。
- 先端チップは、軟部組織用3種類と骨切削用5種類。
- 超音波骨切削チップは回転モーメントがなく、周辺組織へのダメージを大きく低減します。
- パルス発信モードを、連続、70%、50%、30%に設定可能。
- チップの状態を感知し最適な切れ味を継続するオートチューニング機能搭載。

製造販売承認番号：3動薬第443号 管理医療機器

SonoCure II



動物用光線治療器スーパーライザーLED Hyper

デリケートな動物たちの治療に、痛みを伴わない光線治療。

- 光源にLEDを採用し最高出力5,000mWで照射が可能。
- より広範囲に照射可能なライトパッドは、近赤外線・赤色・可視光・青色可視光でのMix治療が可能。
- 従来の低出力レーザーにはない心地よい温熱感。
- ヒト医療領域で幅広く利用されている機能をそのまま継承。

製造販売届出番号：元動薬第2662号 一般医療機器

—SUPER LIZER—
LED Hyper



インターベシヨナル治療用具

L'DISQバイポーラ電極、PLASMAXジェネレーター

- L'DISQバイポーラ電極をPLASMAXジェネレーターでトータル的に作動・制御させ組織の切開、凝固を安全に施行させます。
- 手技の状況に応じた多彩なモードが選択可能、麻酔科、整形外科、脳神経外科等の高度な要求にお応えします。

医療機器認証番号 L'DISQプラズマックス : 231AGBZX00022000 クラス分類 II 管理医療機器
L'DISQバイポーラ電極 : 228AGBZX00105000 クラス分類 II 管理医療機器
医療機器認定番号 滅菌済みイントロデューサ針 : 229AGBZX00089000 クラス分類 II 管理医療機器



PLASMAX



Epimedカテーテル

- 先端部はで組織を傷つけない構造、外側・前方の神経根への理想的な配置が可能。
- カテーテルは頸椎用の21Gと腰椎用の19Gをご用意。
- 硬膜外鍼は、15/16/18ゲージのクーデタイプ。



医療機器承認番号 Epimed RX硬膜外針 : 22400BZX00474000
Epimedスプリング硬膜外カテーテル : 22500BZX00069000
Epimedスプリングガイドカテーテル : 22500BZX00456000
医療機器届出番号 NEXUSコネクタ : 13B1X10074000017

EPIMED