

〈Hyper 5000 A2J標準付属品〉

H-C2タイプユニット

高出力の照射に最適なユニットです。



Bタイプユニット

生体深達性が高く、深部ポイントへの照射に。



Cタイプユニット

患部が広範囲の場合にご使用ください。



光ファイバーライトガイド

使いやすい長さの標準タイプのファイバー。



フレキシブルアーム

身体各部への固定照射が効果的に
行えます。



キャリングケース

往診などの時に便利な
キャリングケース。



H-Mユニット
(オプション)



(狭い患部への照射用)



仕様

定格電圧/AC100V、電源周波数/50/60Hz、消費電力/220VA、タイマー機能/1~20分、保護形式/クラスI機器、保護程度/BF形装置部、光出力波長帯/0.6~1.6μm、光源/スーパーアイオダイナミックランプ、
本体寸法(突起物を除く)/W245×D387×H160mm、本体重量/4.5kg
医療機器承認番号:22動第2117号

Tokyo
ken

—SUPER LIZER—

**Hyper 5000
A2J**

出力向上により光線照射療法は
動物医療の新たな領域へ。



ken 東京医研株式会社

本社/総務部 〒206-0802 東京都稲城市東長沼1131-1 TEL (042)378-6630
ベトナム工場 〒570-0045 大阪府守口市南寺方中通3-12-9 TEL (06)6995-6312
営業部 〒113-0034 東京都文京区湯島2-27-2 TEL (03)5807-3011
札幌支店 〒063-0032 北海道札幌市西区西野2条2-5-18 TEL (011)668-1113
仙台支店 〒981-3137 宮城県仙台市泉区大沢2-2-3 TEL (022)773-3060
埼玉支店 〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵4-12-1 TEL (048)836-4100
東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島2-27-2 TEL (03)5807-3013
西東京支店 〒183-0005 東京都府中市若松町4-3-6 TEL (042)352-3055
横浜支店 〒221-0865 神奈川県横浜市神奈川区片倉4-3-17 TEL (045)413-5103
名古屋支店 〒465-0014 愛知県名古屋市中区上三之角2-1108-3F TEL (052)726-8971
大阪支店 〒570-0045 大阪府守口市南寺方中通3-12-9 TEL (06)6995-6301
広島支店 〒731-0124 広島県広島市安佐南区大町東2-14-30 TEL (082)831-3616
四国支店 〒761-1703 香川県高松市香川町浅野332 TEL (087)815-5155
福岡支店 〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代4-29-27-6F TEL (092)642-7288

お問い合わせ先

ガン治療はペット医療の重要なテーマとなっています。

食生活や飼育環境の変化によりペットの寿命は飛躍的に延び、それにともないペットの病気も多様化しています。がんや心臓病、糖尿病など、ヒトに見られるほとんどの病気がペットにも増えてきており、とりわけガンはペットの死因のトップ。いま、その治療が重要なテーマとなってきました。



ガンの治療は
ヒトと同じく3大治療が中心

ガンなどの
深刻な疾患

1

外科的処置

2

薬物治療
(抗ガン剤)

3

放射線治療

小さなペットには
副作用や
大きな手術に
耐えられないなどの
問題があります。

●骨格系疾患
●皮膚疾患
●神経疾患

注射や
外科治療など
痛みを伴う治療

デリケートな
動物たちのために
痛みを伴わない
治療へのニーズ
があります。



最高5,000mWの高出力光線療法が、動物医療の新たな可能性をひらきます。

「スーパーライザーHyper5000」は、光の中で最も生体深達性の高い波長帯の近赤外線(0.6 μ m~1.6 μ m)を5,000mWの高出力でスポット状に照射することを可能にした光線治療器です。ヒトの医科領域でも、国内外2万を超える施設で幅広く利用されている「スーパーライザー」が、さらなる高出力により動物医療における新たな可能性をひらきます。



〈特長〉

- ★最高5,000mWの高出力で、さらなる生体深達性を実現。
- ★従来の低出力レーザーにはない心地よい温熱感。
- ★副作用・合併症がほとんどない安全治療。
- ★場所を取らないコンパクト設計。
- ★見やすいLED表示とボタンで、操作は簡単です。



—SUPER LIZER—
Hyper 5000
A2J