




Spring Guide Catheter Product



■ 特 徴

- サージカルグレードのステンレス鋼を採用
- 先端部は柔軟で組織を傷つけない構造
- キンクしにくく、閉塞しにくい
- スタイレットを付属
- X線不透過性
- 破断強度、引張強度を強化



■ Epimedスプリング硬膜外カテーテル (NEXUSコネクタ付)

医療機器承認番号: 22500BZX00069000




■ Epimedスプリングガイドカテーテル (NEXUSコネクタ付)

医療機器承認番号: 22500BZX00456000

153-2340
BREVI-XL 19G 35.5cm




153-2540
TUN-L-XL 19G 84.5cm



■ Epimed RX硬膜外針 ISO80369-6対応

医療機器承認番号: 22400BZX00474000



■ NEXUSコネクタ ISO8069-6対応

医療機器届出番号: 13B1X10074000017



1911-421 21G カテーテル用
1911-419 19G カテーテル用