

動物用超音波手術器
SonoCure

チップバリエーション

軟部組織用

肝臓切除・胆嚢剥離、腫瘍摘出及び減容積など

軟部組織用チップ CS1



先端径	全長	モード	吸 引
1.9mm	114.5mm	縦振動	あ り

肝臓切除・胆嚢剥離、腫瘍摘出及び減容積など

大口径チップ CS2



先端径	全長	モード	吸 引
2.9mm	112mm	縦振動	あ り

胆嚢剥離・癒着剥離、カプセル状になった腫瘍摘出など

剥離チップ CS3



先端径	全長	モード	吸 引
Max幅5mm	101mm	縦振動	あ り

骨組織用

椎間板ヘルニア椎弓切除、鼻骨切除など

骨切削用チップ CH1



先端径	全長	モード	吸 引
2mm	119mm	LT振動	あ り

椎間板ヘルニア椎弓切除、鼻骨切除など

ワイドチップ CH2



先端径	全長	モード	吸 引
3.5mm	116mm	LT振動	あ り

頭骨の切削・骨の形成術など

のこぎりチップ CH3



先端径	全長	モード	吸 引
0.8mm	114.5mm	LT振動	な し

ベントラルスロット、ヘミラミネクトミー、
肩・肘・膝・股関節骨部切除、鼻腔骨切除、頭蓋骨切除など

フックチップ CH4



先端径	全長	モード	吸 引
1.7mm	124.0mm	縦振動	あ り

椎骨・頭骨の切除、椎体切除術、骨造成切除、肩・肘・膝・股関節部位
鋭利な先端により骨癒着剥離、セメント除去にも応用可能

チゼルチップ CH5



先端径	全長	モード	吸 引
2.6mm	106mm	縦振動	あ り

Tokyo ken 東京医研株式会社
URL <https://www.tokyoiken.co.jp>

本 社 〒206-0802 東京都稲城市東長沼1131-1
TEL 042-378-6630

■ 営 業 部 TEL 042-318-8324
■ 仙 台 支 店 TEL 022-773-3060
■ 埼 玉 支 店 TEL 048-615-0800
■ 東 京 支 店 TEL 042-318-8334

■ 名古屋支店 TEL 052-726-8971
■ 大 阪 支 店 TEL 06-7223-8971
■ 中 四 国 支 店 TEL 082-831-3616
■ 福 岡 支 店 TEL 092-642-7288

