

—SUPER LIZER— LED Hyper

／ 目的に応じて選択できる別売オプションをご用意。 ／

Bプローブ



最大出力：2,600mW
LED波長：
近赤外線 600nm～1,000nm
ハンドイン照射・
ピンポイント照射

Cプローブ



最大出力：5,000mW
LED波長：
近赤外線 600nm～1,000nm
広い部位、腫瘍対応
※別売のプローブケーブルが
必要になります

ワゴン



※マグネットポケット別売

ライトパッド



最大出力：5,000mW
LED波長：
近赤外線 800nm～1,000nm
赤色可視光 600nm～800nm
青色可視光 400nm～540nm
広範囲への照射・殺菌作用
※別売のプローブケーブルが
必要になります

プローブケーブル 2.0m



プローブケーブル 4m



関連品 オプション ラインナップ

ステンレスワゴン



ステンレスワゴン用 フレキアーム



ライトパッド用 ワンタッチホルダー



本社/総務部・技術部	〒206-0802	東京都稲城市東長沼1131-1
営業部	〒206-0802	東京都稲城市東長沼1131-1
仙台支店	〒981-3133	宮城県仙台市泉中央1-23-6トラストセンタービル3F
埼玉支店	〒337-0033	埼玉県さいたま市見沼区御蔵809-20
東京支店	〒206-0802	東京都稲城市東長沼1131-1
名古屋支店	〒465-0014	愛知県名古屋市中区上三之角2-1108-3F
大阪支店	〒530-0047	大阪府大阪市北区西天満3-2-9 翁ビル2F
中国支店	〒731-0124	広島県広島市安佐南区大町東2-14-30
福岡支店	〒812-0044	福岡県福岡市博多区千代4-29-27-6F

TEL 042-378-6630
TEL 042-318-8324
TEL 022-773-3060
TEL 048-615-0800
TEL 042-318-8334
TEL 052-726-8971
TEL 06-7223-8971
TEL 082-831-3616
TEL 092-642-7288