

SUPER LIZER EX


目的に応じて選択できる多彩な先端ユニットをご用意

SGプローブ



定格出力:1.0W、重量:100g
手元ON/OFF機能
星状神経節照射に特に有効。
その他ピンポイントのツボ刺激に応用可能。

Bプローブ



定格出力:2.0W、重量:80g
手元ON/OFF機能
深部ポイントへのスポット照射へ。
手持ちによる間欠照射にも有効。

ライトパッド



定格出力:5.0W、重量:170g
背中や腹部など広い範囲への照射に有効です。LEDの光が均一に照射されマイルドに作用します。対象部位に近づくと自動でON、離れると自動でOFFになります。

Cプローブ



定格出力:5.0W、重量:170g
手元ON/OFF機能
広範囲の患部に効果的。
筋肉から皮フ表面まで幅広い用途があります。

CHプローブ



定格出力:5.0W、重量:170g
手元ON/OFF機能
Cプローブよりも温かい照射感で、広範囲の患部に効果的。
筋肉から皮フ表面まで幅広い用途があります。

EXブルー (ライトパッドBLUE)



保護メガネ

定格出力:0.75W、重量:170g、
医療機器承認番号:30600BZX00184000
3種類の波長帯(青色光464nm、赤色光630nm、近赤外線850nm)を同時出力します。必要に応じて赤色光をOFFにできます。

関連品 オプション ラインナップ

EXアーム



EX Tバーアーム



EXプローブケーブル



EXワンタッチホルダー



ライトパッドホルダー



ライトパッドダブルホルダー



保護ゴーグル (患者用)



保護メガネ (患者用)

