

中波紫外線療法 紫外線治療器

# SUPER LIZER UV



コンパクトサイズ  
308nm LED搭載、長寿命



# SUPER LIZER UV



本体



プローブ



照射アタッチメント1



照射アタッチメント2



遮光カバー




1.5mケーブル



2.0mケーブル



電源コード



遮光シートセット  
(透明UVカットフィルム)



保護メガネ 2 個

販売名 : スーパーライザーUV  
医療機器認証番号: 307AGBZX00045000

一般的名称 : 紫外線治療器  
医療機器区分 : 管理医療機器(クラスII)特定保守管理医療機器

照射面積 : 60mm×50mm  
照射量設定: 20mJ/cm<sup>2</sup>~3000mJ/cm<sup>2</sup>  
電气的定格: AC100V 253VA 50/60Hz  
中心波長 : 308nm  
寸法 : 幅320mm×奥行き260mm×高さ140mm

電气的定格: AC100V 253VA 50/60Hz  
使用温度 : +10°C~+30°C  
重量(最大): 約4kg

診療報酬: J054 皮膚科光線療法(1日につき)中波紫外線療法(308ナノメートル以上313ナノメートル以下に限定したもの) 340点



安全に関するご注意

- ご使用の前に、「添付文書」「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 定期的に機器の点検を行ってください。

- この機器には電気工事等が必要な場合があります。お買い求め販売店または当社支店へご相談ください。工事に不備があると感電や火災の原因となることがあります。

※製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更されることがあります。

**Tokyo ken 東京医研株式会社**  
URL <https://www.tokyoiken.co.jp>



本 社 〒206-0802 東京都稲城市東長沼1131-1  
TEL 042-378-6630

■営業部 TEL 042-318-8324	■名古屋支店 TEL 052-726-8971
■仙台支店 TEL 022-773-3060	■大阪支店 TEL 06-7223-8971
■埼玉支店 TEL 048-615-0800	■中四国支店 TEL 082-530-5001
■東京支店 TEL 042-318-8334	■福岡支店 TEL 092-642-7288

お問い合わせ先