

〈Hyper 5000 A2J標準付属品〉

Tokyo
ken

—SUPER LIZER—

Hyper 5000 A2J

H-C2タイプユニット

高出力の照射に最適なユニットです。



Bタイプユニット

生体深達性が高く、深部ポイントへの照射に。



Cタイプユニット

患部が広範囲の場合にご使用ください。



光ファイバーライトガイド

使いやすい長さの標準タイプのファイバー。



フレキシブルアーム

身体各部への固定照射が効果的に
行えます。



キャリングケース

往診などの時に便利な
キャリングケース。



H-Mユニット (オプション)



(狭い患部への照射用)



仕様

定格電圧/AC100V、電源周波数/50/60Hz、消費電力/220VA、タイマー機能/1~20分、保護形式/クラスI機器、保護程度/BF形装置部、光出力波長帯/0.6~1.6μm、光源/スーパーアイオダイナミックランプ、
本体寸法(突起物を除く)/W245XD387XH160mm、本体重量/4.6kg
医療機器承認番号:22動第2117号

Tokyo
ken 東京医研株式会社 〒206-0802 東京都稲城市東長沼1131-1
TEL (042) 378-6630 FAX (042) 378-6614

営業部	〒113-0034 東京都文京区湯島2-27-2	TEL (03) 5807-3011
札幌営業所	〒063-0032 北海道札幌市西区西野2条2-5-18	TEL (011) 668-1113
仙台営業所	〒981-3137 宮城県仙台市泉区大沢2-2-3	TEL (022) 773-3080
埼玉営業所	〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵4-12-1	TEL (048) 836-4100
東京営業所	〒113-0034 東京都文京区湯島2-27-2	TEL (03) 5807-3013
西東京営業所	〒206-0801 東京都稲城市大丸516-1	TEL (042) 370-3450
名古屋営業所	〒465-0014 愛知県名古屋市中区上三之角2-1108-3F	TEL (052) 726-8971
大阪営業所	〒570-0045 大阪府守口市南寺方中道3-12-9	TEL (06) 6995-6301
広島営業所	〒731-0138 広島県広島市安佐南区祖丸4-51-26	TEL (082) 850-0622
四国営業所	〒770-0004 徳島県徳島市南田富4-9-7	TEL (088) 634-1807
福岡営業所	〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代4-29-27-6F	TEL (092) 642-7288

お問い合わせ先

出力向上により光線照射療法は
動物医療の新たな領域へ。



ガン治療はペット医療の重要なテーマとなっています。

食生活や飼育環境の変化によりペットの寿命は飛躍的に延び、それにともないペットの病気も多様化しています。がんや心臓病、糖尿病など、ヒトに見られるほとんどの病気がペットにも増えてきており、とりわけガンはペットの死因のトップ。いま、その治療が重要なテーマとなってきました。



ガンの治療は
ヒトと同じく3大治療が中心

ガンなどの
深刻な疾患

1

外科的処置

2

薬物治療
(抗ガン剤)

3

放射線治療

小さなペットには
副作用や
大きな手術に
耐えられないなどの
問題があります。

●骨格系疾患
●皮膚疾患
●神経疾患

注射や
外科治療など
痛みを伴う治療

デリケートな
動物たちのために
痛みを伴わない
治療へのニーズ
があります。



最高5,000mWの高出力光線療法が、動物医療の新たな可能性をひらきます。

「スーパーライザーHyper5000」は、光の中で最も生体深達性の高い波長帯の近赤外線(0.6 μ m~1.6 μ m)を5,000mWの高出力でスポット状に照射することを可能にした光線治療器です。ヒトの医科領域でも、国内外2万を超える施設で幅広く利用されている「スーパーライザー」が、さらなる高出力により動物医療における新たな可能性をひらきます。



〈特長〉

- ★最高5,000mWの高出力で、さらなる生体深達性を実現。
- ★従来の低出力レーザーにはない心地よい温熱感。
- ★副作用・合併症がほとんどない安全治療。
- ★場所を取らないコンパクト設計。
- ★見やすいLED表示とボタンで、操作は簡単です。



—SUPER LIZER—
Hyper 5000
A2J