

〈スーパーライザー 2200Lite 標準付属品〉

Bタイプユニット

生体深達性が高く、深部ポイントへの照射に。



Cタイプユニット

患部が広範囲の照射に。



光ファイバーライトガイド

使いやすいフレキシブルタイプのファイバー（1.5m/2.5m）。



キャリングケース

持ち運びに便利なキャリングケース。（大動物仕様標準）



ワゴン

可動が楽な大容量引き出し付コンパクトワゴン。（小動物仕様標準）



仕様

定格電圧/AC100V、電源周波数/50/60Hz、消費電力/220VA、タイマー機能/1～20分、保護形式/クラスⅠ機器、保護程度/BF形被覆部、光出力波長帯/0.6～1.6μm、光通/スーパーアイオダイナミクス、本体寸法(突起物を除く)/W245XD387XH160mm、本体重量/4.6kg、承認申請中

東京医研株式会社 TEL (042) 378-6630 FAX (042) 378-6614

営業部	〒113-0034 東京都文京区湯島2-27-2	TEL (03) 5807-3011
札幌営業所	〒063-0032 北海道札幌市西区西野2条2-5-18	TEL (011) 668-1113
仙台営業所	〒981-3137 宮城県仙台市泉区大沢2-2-3	TEL (022) 773-3060
埼玉営業所	〒336-0025 埼玉県さいたま市南区文蔵4-12-1	TEL (048) 836-4100
東京営業所	〒113-0034 東京都文京区湯島2-27-2	TEL (03) 5807-3013
西東京営業所	〒206-0801 東京都稲城市大丸516-1	TEL (042) 370-3450
名古屋営業所	〒465-0014 愛知県名古屋市中区上三之角2-1108-3F	TEL (052) 726-8971
大阪営業所	〒570-0045 大阪府守口市南寺方中通3-12-9	TEL (06) 8995-6301
広島営業所	〒731-0138 広島県広島市安佐南区紙屋4-51-26	TEL (082) 850-0622
四国営業所	〒770-0004 徳島県徳島市南田宮4-8-7	TEL (088) 834-1807
福岡営業所	〒812-0044 福岡県福岡市博多区千代4-29-27-6F	TEL (092) 642-7288

お問い合わせ先

Tokyo
ken

痛みを伴わず、心地よく治す。
いま、動物医療に先進の光。



—SUPER LIZER—

2200 Lite

デリケートな動物たちの治療に、痛みを伴わない光線照射療法。

「スーパーライザー2200Lite」は、光の中で最も生体深達性の高い波長帯の直線偏光近赤外線($0.6\mu\text{m}\sim 1.6\mu\text{m}$)を2200mWの高出力でスポット状に照射することを可能にした光線治療器です。

心地よい温熱感があり、さまざまな疾患に高い治療効果を発揮。痛みを伴わないから、デリケートな動物たちに最適です。



幅広い疾患に
使用されています。

- 骨格系疾患** 骨膜炎・屈腱炎・蹄葉炎・跛行・関節炎・骨折後の疼痛(メタルプレート使用中も可)慢性疼痛(頸部・腰部・関節の痛み・リウマチ等)等
- 皮膚疾患** 口内炎・外耳炎・濃皮症・慢性皮膚炎・皮膚潰瘍・外傷・フレグモーネ・脱毛症等
- その他** 自律神経疾患・排尿障害・神経疾患・呼吸器系疾患・消化器系疾患・顎関節症・鍼の代用等

●直線偏光近赤外線治療器●

—SUPER LIZER—

2200 Lite

〈特長〉

- 従来の低出力レーザーにはない心地よい温熱感。
- 患者に苦痛を与えず、副作用・合併症がほとんどない安全治療。
- 最高2200mWの高出力で、さらなる生体深達性を実現。
- 場所を取らないコンパクト設計。
- 見やすいLED表示とボタンで、操作は簡単です。

