

SonoCure II チップバリエーション

対象組織・症例に応じて選択できる豊富なチップバリエーション

軟部組織用

			全長	外径	内径	モード	吸引
CS1 軟部組織チップ			114.5mm	1.9mm	1.5mm	縦振動	あり
							
CS2 大口径チップ			112mm	2.9mm	2.5mm	縦振動	あり
							
CS3 剥離チップ			101mm	11mm	MAX 5mm	縦振動	あり
							
CS4 ロングチップ			184.5mm	1.9mm	1.4mm	縦振動	あり
							

骨組織用

			全長	ブレード長	ブレード幅	モード	吸引
CH1 骨切削チップ			118.8mm	1.5mm	2mm	LT振動	あり
							
CH1+ 骨切削チップ+			118mm	2mm	2.7mm	LT振動	あり
							
CH2 ワイドチップ			116.2mm	1.5mm	3.5mm	LT振動	あり
							
CH3 のこぎりチップ			114.5mm	7.8mm	0.8mm	LT振動	なし
							
CH4 フックチップ			124mm	1.5mm	1.7mm	縦振動	あり
							
CH5 チゼルチップ			106.2mm	10mm	MAX 2.6mm	縦振動	あり
							

